



03588408001V12.0

Hitergent

Hitergent

Информация для заказа

cobas®

REF	CONTENT	Анализатор(ы), для которых предназначен(ы) данный(е) набор(ы) реагентов
11555448 216	Hitergent (12 x 59 мл)	Roche/Hitachi MODULAR P
11223879 216	Hitergent (1000 мл)	Roche/Hitachi MODULAR D

Указанные анализаторы и наборы реагентов имеются в продаже не во всех странах. Для получения дополнительных системных приложений обратитесь к региональному представителю Roche Diagnostics.

Русский

Назначение

Hitergent — это добавка для снижения поверхностного натяжения в реакционной ванне анализаторов Roche/Hitachi.

Теоретическое обоснование

Hitergent — это неионогенный детергент, автоматически добавляемый в реакционную ванну. Это поверхностно-активное вещество сводит к минимуму образование пузырьков, которые потенциально способны влиять на показания фотометра.

Реагенты - рабочие растворы

Детергент

Меры предосторожности и предупреждения

Только для диагностики in vitro.

Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые для работы со всеми лабораторными реагентами.

Утилизация использованных материалов должна проводиться в соответствии с локальными правилами ликвидации отходов.

Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

Для США: Отпускается только по рецепту.

Hitergent:

Этот набор содержит компоненты, классифицируемые следующим образом в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008:



Опасно

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H411 Токсичный для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности:

P261 Старайтесь не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / аэрозоли.

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.

P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.

Ответные меры:

P303 + P361 В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ (волосы): Немедленно снять загрязненную одежду. Промыть кожу под струей воды или душем.

P304 + P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Выведите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте ему комфортные для дыхания условия. Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.

P305 + P351 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой + P338 в течение нескольких минут. По возможности, снять контактные линзы. Продолжить промывание. Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.

Маркировка о безопасности продукта в первую очередь придерживается руководства EU GHS.

Контактный телефон: для всех стран: +49-621-7590, США: 1-800-428-2336

Приготовление рабочего раствора реагента

Готов к применению

Хранение и стабильность

Hitergent

Срок хранения при 15-25 °C:

См. срок годности на упаковке реагента.

Время стабильности реагентов на анализаторе:

4 недели

Состав набора

См. раздел «Реагенты».

Необходимые материалы (не входят в набор):

См. раздел «Информация для заказа».

Анализаторы и реактивы Roche/Hitachi.

Для более подробной информации касательно дополнительных необходимых материалов обращайтесь к Руководству оператора соответствующих анализаторов и инструкциям ко всем необходимым компонентам, используемым в работе.

Анализ

Используйте Hitergent в соответствии с требованиями, оговоренными в соответствующем Перечне используемых методов для системных реагентов.

Для более подробной информации обращайтесь к Руководству оператора соответствующих анализаторов и инструкциям ко всем необходимым компонентам, используемым в работе.

Точка в данной инструкции всегда используется для разделения десятичных разрядов, чтобы отметить границу между целыми и дробными частями десятичного числа. Разделители для групп разрядов не используются.

Символы

В дополнение к перечисленным в стандарте ISO 15223-1 Roche Diagnostics применяет следующие символы и знаки.

CONTENT

Состав набора

REAGENT

Реагент

CALIBRATOR

Калибратор



Объем после восстановления или смешивания

GTIN

Номер в системе международной торговли

Дополнения, удаления или изменения отображаются на индикаторе изменений в полях.

© 2016, Roche Diagnostics



03588408001V12.0

Hitergent

Hitergent



Roche Diagnostics GmbH, Сандхофер Штрассе 116, D-68305, Мангейм
www.roche.com



Торговый представитель в США:
Roche Diagnostics, Индианаполис, Индиана
Техническая поддержка клиентов в США: 1-800-428-2336

cobas®

