

Всем заинтересованным лицам

Настоящим мы, компания High Technology Inc., выражаем Вам своё почтение и благодарим за выбор гематологического анализатора MicroCC-20Plus.

При выполнении еженедельной процедуры срочной очистки на анализаторе MicroCC-20Plus система предложит добавить концентрированный очиститель в камеру, и **оператор должен использовать для этой процедуры ферментативный очиститель концентрированный. Артикул данного раствора – 501-198(R).**

Ферментативный очиститель концентрированный будет тщательно очищать и предотвращать любые типы загрязнений и засоров на апертуре и в камере. Использование данного раствора не повредит апертуру или камеру.

Мы настоятельно не рекомендуем использовать раствор гипохлорита для проведения процедуры срочной очистки. Этот раствор предназначен для наружного применения, а также для удаления засора из трубок системы по мере необходимости. Артикул раствора гипохлорита – 501-136(R).

Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

С уважением,

Gary Titov,
Генеральный директор High Technology, Inc. (США)