

ОАО «Тюменский завод медицинских  
оборудования и инструментов»

**Э Т И К Е Т К А**

**ЦТ 129 М. 50.000 ЭТ**

**Парогаситель ЦТ 129 М. 50.000**

**Назначение**

Парогаситель предназначен для охлаждения пара, сбрасываемого в канализацию из парового стерилизатора ГК-100-3М.

**Техническая характеристика:**

1. Температура пара на входе в парогаситель не более 135°C.
2. Температура воды в канализацию воды из парогасителя 70-80°C.
3. Мощность парообразования не более — 12 кВт.
4. Масса 1,2 кг.
5. Изготовлен из нерж. стали.

**Пневмогидравлическая схема:**

