



Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примеч
AC1	ГПД250.70.000	Камера стерилизационная	1	
AK1,AK2	ГПД750.20.000	Дверь стерилизационной камеры	2	
API	ГПД250.02.000	Порогенератор	1	
Ц1,Ц2	40S3L063A0727C02	Пневмоцилиндр	2	
Ц3,Ц4	EMMZ-20-15-P-A "FESTO"	Пневмоцилиндр	2	
H1	ГПД250.41.070	Накопитель	1	
HВ1	HВВ-25	Насос вакуумный	1	
Б1	ГПД250.41.050	Бак	1	
ЦЦ1	НВ-40/42	Насос центробежный	1	
М	ДЖ6002Б-УХД3.1-(100...+500)	Манометр широтой	1	
ЦЦ1	ДМ5001	Манометр цифровой	1	
МВК1	ДЖ2010 СЭ2 (-1...5)к/см.б.	Мановакуумметр эл/контактный	1	
ПК1	AV210B15G "Dartfoss"	П/клапан "Пор в камеру"	1	
ПК2	AV210B15G "Dartfoss"	П/клапан "Воздух пар из камеры"	1	
ПК3	AV210C15G "Dartfoss"	П/клапан "Вакуум в камере"	1	
ПК4	AV210A15G "Dartfoss"	П/клапан "Сброс из порогенератора"	1	
ЭК1	КЭН 3	Клапан "Вода в бак"	1	3-х
ЭК2		Клапан "Вода в порогаситель"	1	местный
ЭК3		Клапан "Вода в накопитель"	1	клапан
ЭК4,ЭК5	PM126 AV G1/4	Клапан "Воздух из под прокладку"	2	
ЭК6	7321 CH G1/2	Клапан "Воздух в камеру"	1	
КП, КП1	FLORISS 1/2x1/2 P=2.5 КС/СМ/В	Клапан предохранительный	2	
К1	S 217 "ENOLOGAS"	Кран шаровый G1/4	1	
ДП1...ДП6		Датчик уровня воды	6	
КО1, КО4	СМ 30/М/А, С 1/2	Клапан обратный	4	
КО6, КО7	H-QS-6	Клапан обратный	2	
МО1	МЛ3-Y-6к/см.бх1,5 род	Манометр показывающий	1	
МВ01,МВ02	МВВ3-Y-5к/см.бх1,5 род	Мановакуумметр показывающий	2	
РВ1-РВ4	Typ6012-C01 "Bürkert"	Клапан магнитный 6012 00-C01	4	
РВ8-РВ12	МГН-3-1/8+24V-0D "FESTO"	Пневмораспределитель 3х-линейный	5	
ДР1...ДР4	N151215 GR-1/8-B "FESTO"	Пневмораспределитель с обратным клапаном	4	
ДР1...ДР4	N9516 GRU-1/8-B "FESTO"	Пневмораспределитель с глушителем	4	
Ф1	Микрофильтр LP-050	Фильтр воздушный	1	
К1	AKVAG CV	Компрессор безмасляный	1	
БП1	N159605 FRC-1/4-D-MINI	Блок подготовки воздуха	1	
ПТ1		Порогаситель	1	

Примечание – штриховой линией указаны пневматические магистрали

Рисунок 3 – Стерилизатор ГПД-250–“ТЭМОИ”
Схема пневмоуправляющая принципиальная